

# (抗シワ評価) ELISA法による I型コラーゲン産生量の定量




SUSCARE

## 1. 測定条件

ヒト正常線維芽細胞(3継代目)に、アスコルビン酸リン酸マグネシウムを培養1日後に所定の濃度、添加しました。添加後、さらに3日間培養したのち、培養上清中のI型コラーゲン量を競合法によるELISA法により測定しました。

## 2. 測定結果



## 3. 測定結果から得られる情報

コラーゲン産生量を亢進する成分はハリやシワの改善への効果が期待できます。

※料金など、詳細は[お問い合わせ](#)ください。

2020/3/26



地方独立行政法人

東京都立産業技術研究センター

TOKYO METROPOLITAN INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE