


【機器の活用事例】 毛髪内部への浸透性評価

1. 測定条件

カラー剤を処理した毛束の切片を凍結切片作製システムを用いて作製し、光学顕微鏡を用いて断面の観察をおこないました。

2. 測定結果



3. 測定結果から得られる情報

カラー剤の毛髪内部への浸透を可視化できます。浸透剤に蛍光色素を用いた場合には、蛍光観察により浸透を可視化できます。

4. 利用機器

光学顕微鏡（正立型、蛍光観察可）
凍結切片作製システム

※料金など、詳細は[お問い合わせ](#)ください。